



NÁVOD PRO PACIENTY iFOB



1. Zkumavku vezměte do ruky a držte ji bílým uzávěrem směrem dolů (tento uzávěr NEOTEVÍREJTE). Vyšroubujte horní barevné víčko, jehož součástí je tyčinka se závitů na konci.

Tyčinku zanořte do 5–6 různých míst stolice, dle obrázku.

2. Tyčinku zasuňte zpět do zkumavky. Pevně zašroubujte víčko a zkumavkou dle obrázku několikrát zatřepejte.

3. Zkumavku vložte do sáčku. Takto připravený vzorek umístěte do lednice a co nejdříve odneste svému ošetřujícímu lékaři.

4. V případě dotazů ohledně odběru se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

iFOB

iFOB je vysoce citlivý imunochemický test pro detekci a kvantifikaci hemoglobinu ve vzorku stolice.

Tento jednoduchý a neinvazivní test umožňuje diagnostiku potencionálních onemocnění trávicího traktu. Test se provádí za účelem zjištění případného okultního krvácení. Včasný záchyt těchto problémů je jedním z nejdůležitějších parametrů vedoucích k vyléčení.

Upozornění:

Stolici dejte na suchou čistou podložku, anebo suchý čistý papír. Stolice z toalety není vhodná pro odběr a testování.

Neodebírejte vzorky při krvácení způsobené hemeroidy nebo menstruací.



Distributor pro ČR:

LAB MARK a.s.

Pod Cihelnou 23, 161 00 Praha

